

Flexima® Key Colo, Ileo

Klíč k pocitu istoty

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE




Vysoká bezpečnosť, vysoký komfort a flexibilita

- Inovatívne mäkké adhezívne spojenie vrecka a podložky
- Vynikajúca prispôsobivosť pomôcky počas pohybu
- Dvojitá netkaná textília vrecka
- Jednoduché odstránenie vrecka
- Pocit bezpečnosti, komfortné nosenie


Nový laminárny filter

Odolný proti vode a masťote, priepustný pre plyny




Podložky Flexima® Key

- Presné a jednoduché umiestnenie vrecka pomocou systému nasmerovania
- Bezpečné upevnenie od kľúča (Key) priamo k zámku (Lock) znižuje šancu na únik tekutiny
- Mäkký plastový materiál – hladší a poddajnejší
- Optimalizovaná hrúbka pre lepšiu flexibilitu, hydrokoloidná ochrana kože



The Key (kľúč)



The Guide (vodič)



The Lock (zámok)

Integrovaná mäkká Roll'up svorka



Jednoduché použitie






Adhezívna technológia

Dvojdielny flexibilný systém

Veľký skok vpred v pohodlí a diskretnosti

	Názov výrobku	Veľkosť	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® Key - rovné podložky	40	15-35	5	62040U	F74324
		50	15-45	5	62050U	F74324
		60	15-55	5	62060U	F74324
		80	15-75	5	62080U	F74324
	Flexima® Key - konvexné podložky	50	15-25	5	62052U	F74324
		60	15-45	5	62063U	F74324

	Názov výrobku	Farba	Veľkosť	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL		
	Flexima® Key Colo - uzavreté vrecká	■	Midi	440	40	30	62140U	F74318		
				420	50	30	62150U	F74318		
				550	60	30	62160U	F74318		
				520	80	30	62180U	F74318		
		□	Midi		440	40	30	62240U	F74319	
					420	50	30	62250U	F74319	
					550	60	30	62260U	F74319	
					520	80	30	62280U	F74319	
	Flexima® Key Ileo - výpustné vrecká Roll Up	■	Midi	525	50	30	621251U	F87495		
				Maxi	670	60	30	621261U	F87495	
					610	80	30	621281U	F87495	
		□	Midi		525	50	30	621250U	F87496	
					Maxi	670	60	30	621260U	F87496
						610	80	30	621280U	F87496
	Flexima® Key High Flow - veľkoobjemové vrecká	■	Maxi	780	50	30	62550U	F74322		
				730	60	30	62560U	F74322		
		Možné napojiť zberný systém Flow Control	□	Maxi	655	80	30	62680U	F74323	

- Běžové split cover
- Běžové
- Transparentné