



„S Actreen®
žijem naplno!“

Odporúča
Martin Ludrovský

www.actreen.sk

Prehľad katétrov Actreen® a príslušenstva

Actreen® Hi-Lite Cath

Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERÁCIA POŤAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATÉTROV A KATÉTROV SO ZBERNÝM VRECKOM

- Bezpečný, zdravotne a ekologicky neškodný katéter
- Jednoduché zavádzanie, možnosť zloženia, nezalamuje sa
- Pripravený na okamžité použitie
- Garancia lubrikácie katétra 60 min od jeho otvorenia
- Zberné močové vrecko s kapacitou 1 l a s antirefluxnou chlopňou
- Lhký a skladný
- Diskrétné balenie



Lubrikačné
vlastnosti zostávajú
zachované
v teplotnom rozpätí
- 20 až + 55 °C




Garancia
lubrikácie
60 min.
od otvorenia

Hladké otvory
na konci katétra



Diskrétno puzdro je súčasťou každého
balenia (okrem veľkosti CH18)



Actreen® Hi-Lite Cath

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
 Tiemann 41	CH 08	2,7	238108U	30	B91791
	CH 10	3,3	238110U		B91791
	CH 12	4,0	238112U		B91791
	CH 14	4,7	238114U		B91791
	CH 16	5,3	238116U		B91791
 Nelaton 41	CH 08	2,7	238208U	30	B91792
	CH 10	3,3	238210U		B91792
	CH 12	4,0	238212U		B91792
	CH 14	4,7	238214U		B91792
	CH 16	5,3	238216U		B91792
 Nelaton 20	CH 06	2,0	238306U	30	B91793
	CH 08	2,7	238308U		B91793
	CH 10	3,3	238310U		B91793
	CH 12	4,0	238312U		B91793
	CH 14	4,7	238314U		B91793
	CH 16	5,3	238316U	B91793	

Actreen® Hi-Lite Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
 Tiemann 37	CH 10	3,3	242110U	30	B95264
	CH 12	4,0	242112U		B95264
	CH 14	4,7	242114U		B95264
	CH 16	5,3	242116U		B95264
	CH 18	6,0	242118U		B95264
 Nelaton 37	CH 10	3,3	242210U	30	B95264
	CH 12	4,0	242212U		B95264
	CH 14	4,7	242214U		B95264
	CH 16	5,3	242216U		B95264
	CH 18	6,0	242218U		B95264

Actreen® Mini Cath

Actreen® Mini Set

POŤAHOVANÉ MOČOVÉ KATÉTRE S OCEŇOVANÝM REVOLUČNÝM DIZAJNOM ŠPECIÁLNE PRE ŽENY

- Bezpečný a diskretný katéter dlhý len 9 cm
- Ekologicky neškodný
- Okamžite použiteľný, nevyžaduje ďalšiu aktiváciu, kedykoľvek a kedykoľvek
- Diskrétna puzdro ako súčasť každého balenia
- Dizajnový močový katéter
- Antirefluxná chlopňa
- Zberné močové vrečko s objemom 700 ml



Lubrikačné
vlastnosti zostávajú
zachované
v teplotnom rozpätí
- 20 až + 55 °C

Garancia
lubrikácie
60 min.
od otvorenia

Hladké otvory
na konci katétra



Typ	Veľkosť	Ø (mm)	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
Nelaton 9	CH 10	3,3	228010U	30	B88035
	CH 12	4,0	228012U		B88036
	CH 14	4,7	228014U		B88037
Nelaton 9 Set	CH 10	3,3	239010U	30	B92105
	CH 12	4,0	239012U		B92105
	CH 14	4,7	239014U		B92105

Actreen® Glyc Set

UNIKÁTNY UZAVRETÝ SYSTÉM NA CIEVKOVANIE




Katéter

- Lubrikovaný močový katéter
- Tiemann – Nelaton
- 25 a 50 cm
- Sterilné balenie

Zberné vrečko

- Antirefluxná chlopňa
- Kalibrováný od 50 do 1 250 ml






Typ	Veľkosť	Ø (mm)	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
 Tiemann 50 Set	CH 08	2,7	226108U	30	B76203
	CH 10	3,3	226110U		B76203
	CH 12	4,0	226112U		B76203
	CH 14	4,7	226114U		B76203
	CH 16	5,3	226116U		B76203
 Nelaton 50 Set	CH 08	2,7	226208U	30	B76204
	CH 10	3,3	226210U		B76204
	CH 12	4,0	226212U		B76204
	CH 14	4,7	226214U		B76204
	CH 16	5,3	226216U		B76204
	CH 18	6,0	226218U		B76204
 Nelaton 25 Set	CH 06	2,0	226306U	30	B83351
	CH 08	2,7	226308U		B83351
	CH 10	3,3	226310U		B83351
	CH 12	4,0	226312U		B83351
	CH 14	4,7	226314U		B83351
	CH 16	5,3	226316U		B83351

Actreen® Lite Cath

LUBRIKOVANÝ MOČOVÝ KATÉTER

- Tiemann – Nelaton
- 20 a 45 cm
- Sterilné balenie



Typ	Veľkosť	Ø (mm)	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
 Tiemann 45	CH 08	2,7	228108U	30	B82380
	CH 10	3,3	228110U		B82380
	CH 12	4,0	228112U		B82380
	CH 14	4,7	228114U		B82380
	CH 16	5,3	228116U		B82380
	CH 18	6,0	228118U		B82380
 Nelaton 45	CH 08	2,7	228208U	30	B82381
	CH 10	3,3	228210U		B82381
	CH 12	4,0	228212U		B82381
	CH 14	4,7	228214U		B82381
	CH 16	5,3	228216U		B82381
	CH 18	6,0	228218U		B82381
 Nelaton 20	CH 06	2,0	228306U	30	B82382
	CH 08	2,7	228308U		B82382
	CH 10	3,3	228310U		B82382
	CH 12	4,0	228312U		B82382
	CH 14	4,7	228314U		B82382
	CH 16	5,3	228316U		B82382

Uro-Tainer®

PREPLACHOVÝ SYSTÉM PRE MOČOVÉ KATÉTRE

- Prevencia a liečba inkrustácií a močovej infekcie
- Sterilný jednorazový systém, pripravený na priame použitie

Úhradový limit: 15 ks za mesiac (doplatok)



Typ	Katalógové číslo	Kusov v balení	Kód ŠUKL
Suby G (Kyselina citrónová 3,23%)	FB99839	10x 100 ml vrecká	B81392
Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	FB99833	10x 100 ml vrecká	B81387
Chlorid sodný M (NaCl 0,9%)	FB99853	10x 100 ml vrecká	-

Život nášho ambasádora

Martin Ludrovský

paralympijský medailista v stolnom tenise

Martin mal vždy rád rýchlosť a adrenalín, bol automobilovým a motokrosovým pretekárom, čo sa mu nakoniec stalo osudným a prevrátilo jeho život kompletne hore nohami.

Po úraze zostal na vozíku. Zo všetkých strán počul, že aj na vozíku sa dá plnohodnotne žiť, športovať, fungovať. Najskôr ho uchvátil handbike. „Keď som sa priateľke a rodičom pochválil, že budem jazdiť na handbiku, narazil som na nepochopenie. Nikto z rodiny si neželal, aby som jazdil na handbiku. Môj kamarát Janko Riapoš mi teda ponúkol alternatívu v podobe stolného tenisu, ktorý sám hral,“ spomína Martin. Martin ho, naopak, nehral nikdy, a tak bol spočiatku skeptický. Išiel sa však na tréning aspoň pozrieť. „Priviazali mi k ruke pátku a povedali mi, že v dohľadnom čase, tak za 6-8 rokov, zo mňa niečo bude,“ smeje sa dnes.

Písal sa rok 2008 a o rok neskôr si už viezol zlatú medailu z majstrovstiev Európy družstiev z talianskeho Janova. Po úspechu na majstrovstvách Európy nasledovala zlatá medaila na majstrovstvách sveta družstiev a zlato z olympiády v Londýne.



Produkty Actreen® používa a odporúča Martin Ludrovský



„Dostal som sa do kolektívu hráčov pingpongu, ktorí mi pomohli nielen so samotnou hrou, ale najmä ľudsky. Prijali ma medzi seba takého, aký som, a dodnes sú tieto priateľské putá veľmi pevné. Športovú kariéru mi však pomáhal budovať aj môj otec, rekreačný hráč stolného tenisu. Kúpili sme si domov pingpongový stôl a trénovali sme,“ spomína Martin. Stolný tenis sa stal jeho hlavnou pracovnou náplňou, hoci lásky k adrenalínu sa nezbavil. Okrem pingpongu sa venuje aj svojej celoživotnej vášni – automobilom.

Dnes sa športovej kariére venuje naplno a dáva si čoraz vyššie ciele. Ako úspešný hráč a reprezentant v stolnom tenise veľa cestuje. „Športu som úplne prepadol a rád by som sa zúčastnil aj najbližšej paralympiády,“ uzatvára Martin.



ZELENÁ HVIEZDA

Váš dodávateľ zdravotníckych prostriedkov

www.zelenahviezda.sk



Actreen linka B. Braun

+421-910 123 449

Informačná linka pre cievkujúcich sa pacientov

Prevádzka patientskej linky počas pracovných dní v čase 9–16 hod.

B. Braun Medical s.r.o. | Hlučínska 3 | 831 03 Bratislava | Slovenská republika
Tel. +421-2-638 38 920 | info@bbraun.sk | www.bbraun.sk

Pred použitím katéтров Actreen® si prosím pozorne prečítajte návod na použitie, keďže tento obsahuje dôležité informácie o rizikách spojených s používaním zdravotníckej pomôcky.

SK0022_2022-07-10