

# Flexima® 3S Colo, Ileo

Bezpečnosť v pohybe

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



## Najnovšia generácia dvojdielného stomického mechanického systému

### Jednoduchá aplikácia


- Intuitívne nalepenie na základe troch jednoduchých krokov (obr. 1)
- Tri možnosti polohy vrečka v závislosti od konfigurácie tela (obr. 2)

### Bezpečnosť


- Zvýšená ochrana proti presakovaniu medzi podložkou a vrečkom vďaka inovatívnemu spojeniu
- Prídavná poistka s počutelným zaklapnutím poskytuje vysoký pocit bezpečia
- Možnosť fixáže opaskom v troch pozíciách

### Poddajnosť

- Minimálny tlak na brušnú stenu vďaka poddajnej prírubke pri aplikácii
- Flexibilita po nasadení vrečka na podložku
- Vysoká diskretnosť



Obr. 1




Obr. 2

Flexibilná podložka dokonale prilne k telu a kopíruje jeho kontúry

## Nový laminárny filter


Odolný proti vode a masťote, priepustný pre plyny







## Integrovaná mäkká Roll'up svorka

Jednoduché použitie



	Názov výrobku	Veľkosť	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® 3S - rovné podložky	45	15-30	5	936415U	F91832
		55	15-40	5	936515U	F91836
		65	15-50	5	936615U	F91839

	Názov výrobku	Farba	Veľkosť	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® 3S Ileo - výpustné vrecká		Midi	650	45	30	932045U	F91824
				635	55	30	932055U	F91826

-  Běžové split cover
-  Běžové
- Transparentné