



Uzavreté a výpustné vrecká

Zvýšená bezpečnosť

- Hydrokoloidná lepiaca podložka v tvare kvetu, ktorá sa prispôbuje prirodzeným záhybom kože
- Základný otvor posunutý smerom nahor
- Viac lepidla pod stómiou na miestach, kde je ho najviac treba
- Dlhodobá ochrana


Najvyššia diskretnosť s nehučnou plastovou fóliou

Navrhnutý pre pohodlie

- Veľmi mäkký materiál, netkaná textília v kontakte s kožou
- Ergonomický tvar zberného vrecka sa prispôbuje tvaru triesla

Nový laminárny filter




Odolný proti vode a masťote, priepustný pre plyny






Integrovaná mäkká Roll'up svorka

Jednoduché použitie



	Názov výrobku	Farba	Veľkosť	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® Colo - uzavreté vrecká, s filtrom	■	Midi	465	15-50	30	044015U	F71726
					25	30	044025U	F71728
					30	30	044030U	F71728
					35	30	044035U	F71728
					40	30	044040U	F71728
					45	30	044045U	F71728
		■	Maxi	500	15-70	30	044070U	F71727
□	Midi	465	15-50	30	044115U	F71729		
	Maxi	500	15-70	30	044170U	F3488A		
	Flexima® Convex Colo - konvexné uzavreté vrecká	■	Midi	430	15-45	10	44018U	F93046
								

	Názov výrobku	Farba	Veľkosť	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusov v bal.	Katalóg. číslo	Kód ŠÚKL
	Flexima® Ileo - výpustné vrecká Roll-Up, s filtrom	■	Midi	580	15-60	30	42715U	F87492
					30	30	42730U	F87494
					35	30	42735U	F87494
					40	30	42740U	F87494
		□	Midi	580	15-60	30	42815U	F87493
	Flexima® Convex Ileo - konvexné výpustné vrecká Roll-Up	■	Midi	590	15-45	10	42718U	F93054
								

- Běžové split cover
- Běžové
- Transparentné