

Nephrofix® Nephrofix® Certo

NEFROSTÓMIA, URETERÁLNE STENTY, CYSTOMETRIA

Súpravy pre punkčnú perkutánnu nefrostómiu

KATÉTER VYROBENÝ Z CERTONU (POLYURETÁN):

- RTG viditeľný, flexibilný s vysokou tkanivovou toleranciou
- Nízke riziko vzniku inkrustácií
- Farebná kalibrácia – exaktné informácie o hĺbke zavedenia
- Koniec v tvare pig-tailu

PUNKČNÁ KANYLA

- Trojdielna kovová punkčná kanyla s nastaviteľnou hĺbkou vpichu pre priamu punkciu obličkovej panvičky pod UZV kontrolou
- Atraumatická kovová kanyla s mandrénom a skosenou facetou
- Ľahká lokalizácia pod UZV kontrolou

BALÓNIKOVÝ KATÉTER

- Drenážne otvory na oboch stranách balónika
- Ukotvenie katétra priamo v obličke
- Vyrobený zo silikónu s excelentnou tkanivovou kompatibilitou (toleranciou)


Nephrofix®

Súprava s dvojdielnym mobilným vodičom na stabilizáciu katétra



Nephrofix® Certo

Súprava s jednodielnym rigidným 300 mm držiakom a flexibilným J koncom – vodič Linderquistovho typu



Názov výrobku	Kusov v bal.	Katalog. č.	ŠÚKL kód
Nephrofix® - set na perkutánnu nefrostómiu CH 11	5	4435117	P20718
Nephrofix® Certo - set na perkutánnu nefrostómiu CH 8	5	4435583	P20718
Nephrofix® Certo - set na perkutánnu nefrostómiu CH 11	5	4435613	P20718
Nephrofix® Certo - set na perkutánnu nefrostómiu CH 14	5	4435648	P20718