

„Double J“ katétre pre vnútornú drenáž močovodov

Urecath® set

- Oba konce pig-tail
- Zavádzač s umelohmotným povrchom
- Pozičná objímka a svorka
- Karta pre pacienta

Pig-tail katéter z Certonu

- RTG kontrastný s adekvátnou elasticitou
- Excelentná tkanivová kompatibilita a nízka tendencia na vznik inkrustácií
- Drenážne otvory v celom priebehu pig-tailového zakrivenia
- Farebné kalibračné značky každých 5 cm v rovnej časti katétra



Názov výrobku	Kusov v bal.	Katalóg. č.	ŠUKL kód
Urecath® – Tiemann CH 6, 20 cm	10	4431057	P20153
Urecath® – Tiemann CH 6, 25 cm	10	4431073	P20153
Urecath® – Tiemann CH 6, 27,5 cm	10	4431081	P20153
Urecath® – Tiemann CH 6, 30 cm	10	4431090	P20153
Urecath® set – Tiemann CH 7,5, 27,5 cm	10	4431120	P20153
Urecath® set – Tiemann CH 5, 25 cm	10	4430930	P20153