

Ureofix® 112 Plus

DRENÁŽNE A ZBERNÉ MOČOVÉ SYSTÉMY

Uzavretý zberný močový systém

- Transparentná kvapková komôrka a antirefluxná chlopňa
- Výpustný systém v spodnej časti vrečka s uzáverom na prevenciu kontaminácie
- Integrovaný odberový port v úrovni konektora
- 2l sterilné odvzdušnené zberné vrečko
- Spojovacie hadice s dĺžkou 110 cm s posuvnou a fixačnou svorkou
- Antibakteriálna kvapková komôrka s ochrannou membránou
- Jeden pár sterilných rukavíc bez obsahu latexu
– na hygienickú výmenu súpravy



Názov výrobku	Kusov v bal.	Katalog. č.	ŠUKL kód
Ureofix® 112 Plus - zberný systém, vrečko s výpustom, 2 l/110 cm	25	28431S	P83438