

Ureofix® 500 Klasik

SYSTÉMY NA MERANIE HODINOVEJ DIURÉZY



Uzavretý systém na meranie hodinovej diurézy

- Exaktné sledovanie s presnou stupnicou
- Minimalizované riziko vzniku infekcie vďaka kompletnému systému kvapkové komôrky – tzv. suchá cesta medzi spojovacou hadicou a meracou komorou
- Vylepšené vyprázdňovanie meracieho kontajnera
- Latex free – žiadne nepriaznivé reakcie
- Rozšírená presná stupnica meracej komory
- Pasteurova komôrka so vzduchovým ventilom a s antirefluxnou chlopiňou
- Napojenie hadice pod uhlom 45° zabraňuje jej zalomeniu, posuvná svorka
- Odberový port, univerzálny konektor
- Meracie komory:
 - presné meranie od 0 do 50 ml a od 50 do 150 ml
 - celkové meranie do 500 ml
- Ľahké a bezpečné zavesenie – integrovaný háčik, dva fixačné remienky
- Zberné vrečko je pevne spojené s kontajnerom bajonetovým mechanizmom

Názov výrobku	Kusov v bal.	Katalog. č.	ŠUKL kód
Ureofix® 500 Klasik – set, výmenné vrečko 2 l/120cm	10	4417910	P77109
Ureofix® 500 Klasik – set, výmenné vrečko 2 l/170cm	10	4417920	P77110
Ureofix® 500 Klasik – set, vrečko s výpustom a antirefl. ventilom 2 l/120cm	10	4417930	P77111
Ureofix® 500 Klasik – set, vrečko s výpustom a antirefl. ventilom 2 l/170cm	10	4417940	P77112
Ureofix® – náhradné vrečko s posuvnou svorkou 1,5l	100	4417535	P54488
Ureofix® – náhradné vrečko s posuvnou svorkou 3,5l	100	4417543	P54489
Ureofix® – náhradné vrečko s výpustom a antireflux. ventilom 2l	100	4417551	-